

Le dispositif d'espacement PrimeAire offre une solution claire pour un soulagement respiratoire efficace.

Les dispositifs à tube d'espacement sont régulièrement utilisés avec les inhalateurs-doseurs (MDI) pour apporter un médicament directement dans les voies respiratoires par inhalation. De tels dispositifs contribuent à une meilleure direction et à une meilleure déposition du médicament administré par l'inhalateur-doseur, car ils :

- Allongent l'embout buccal,
- Retiennent le médicament à l'intérieur du dispositif,
- Maintiennent en suspension les particules de médicament.

Caractéristiques :

- Tube d'espacement de 175 cc
- Adaptateur au raccord de l'inhalateur-doseur convenant pour tous les embouts standard
- Compatible avec un masque facial ayant un raccord de 22 mm
- Système de valve double pour une inhalation sûre et efficace du médicament
- Valve double inhalation-exhalation colorée facilitant l'apprentissage par le/la patient(e)
- Sifflet incorporé donnant un signal d'alerte lorsque la technique respiratoire durant l'inhalation est incorrecte

Avantages :

- L'adaptateur au raccord et l'embout s'enlèvent facilement pour le nettoyage
- Aide à réduire les erreurs fréquemment liées à l'utilisation d'un inhalateur-doseur

Nettoyage :

Le PrimeAire se nettoie tout simplement en ôtant l'embout et l'adaptateur au raccord, en les lavant à l'eau chaude savonneuse. Voir le mode d'emploi.



La cámara de retención PrimeAire es una solución transparente para un tratamiento respiratorio eficaz.

Los dispositivos de cámara de retención, como PrimeAire, se usan frecuentemente con inhaladores de dosis medida (IDM) para administrar la medicación directamente a las vías aéreas durante la inhalación. Estos dispositivos sirven para mejorar la dirección y depósito de la medicación que se administra mediante inhaladores de dosis medida:

- Ampliando la boquilla del inhalador
- Reteniendo la medicación en la cámara
- Manteniendo las partículas en suspensión

Características:

- Cámara de retención de 175 cc.
- Adaptador en forma de bota para inhaladores que admite todas las boquillas de inhaladores de dosis medida estándar
- Compatible con el conector de 22 mm de las máscaras faciales.
- Sistema de doble válvula para una inhalación segura y eficaz de la medicación
- La válvula doble de inhalación y exhalación coloreada facilita su uso para el paciente
- Incorpora alertas de silbido que avisan al usuario si respira incorrectamente durante la inhalación.

Ventajas:

- Adaptador en forma de bota y boquilla fácilmente extraíbles para su limpieza
- Reduce los errores más comunes asociados con el uso de inhaladores de dosis medida

Limpieza:

El PrimeAire se limpia sencillamente retirando la boquilla y el adaptador de bota del inhalador y lavándolo en agua templada jabonosa. Consulte las instrucciones de uso.

